

D.F.T.* test voor ontlasting onderzoek op darmparasieten

Inhoud


De test bestaat uit 2 containers: 1 container zonder vloeistof (witte dop) en 1 container met vloeistof (oranje dop).

Gebruik van de test

Op één dag moet ontlasting, direct na productie, in beide containers gedaan worden.


In de container zonder vloeistof ontlasting doen tot het niveau zoals aangegeven met de pijl.

Het vullen van de container met witte dop



Vul de buis met de oranje dop met ontlasting. Zorg hierbij dat het vloeistofniveau niet boven de helft van de container komt.

Het vullen van de container met oranje dop



Na het vullen de deksel stevig dichtdraaien en de container met vloeistof even rustig schudden (ca. 20 seconden).

Het vloeistofniveau mag hier niet boven komen

Plak op beide containers een etiket met naam, geboortedatum én datum van afname. Deze etiketten vindt u onderaan het formulier.

Na het vullen kunnen beide containers in het enveloppdoosje gratis opgestuurd worden,

- in een brievenbus van PostNL.
- of afgeven bij poli bloedafname in het ZMC vóór 14.00 uur.
- of in de blauwe Comicro brievenbus op poli 7 van het Dijklander ziekenhuis in Hoom vóór 16.00 uur.
- of op poli 5 in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend vóór 11.30 uur.
- of op de bloedafnamepoli in het Dijklander ziekenhuis in Volendam vóór 14.00 uur.
- of direct naar het laboratorium Comicro in het Dijklanderziekenhuis, Maelsonstraat 3, 1624 NP in Hoom. Dit zal uw huisarts met u bespreken.

Opmerkingen

1. Plak de bijgevoegde fecesvanger aan beide zijden op de toiletbril (uitleg staat op fecesvanger).
2. Doe uw behoefte op de fecesvanger.
3. Ziet u zichtbaar bloed en slijm op de ontlasting neem dan naast ontlasting óók hiervan een schepje omdat daar de parasieten in kunnen zitten.
4. Vul de container met witte dop en ook de container met oranje dop maximaal tot de helft. Let op dat de vloeistof in de container blijft, gooi deze niet weg!
5. Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, slechts met 1 productie de containers vullen.
6. De fecesvanger met ontlasting mag door het toilet gespoeld worden.
7. De containers kunnen bij kamertemperatuur bewaard worden.
8. De gebruikte vloeistof (SAF) heeft een geringe toxiciteit voor volwassenen. Huidcontact is, indien direct met water afgespoeld, niet schadelijk. De waarschuwing dient met name het voorkomen van het drinken van de vloeistof door kinderen.
9. Voor verdere informatie en/of vragen met betrekking tot de uitvoering van deze test kunt u contact opnemen met uw huisarts.